

KINECH PRO



JULEN AZKUNAGA, ANDONI RODRIGUEZ, OIER PEREZ, OIER ONTORIA

AURKIBIDEA

BALIO PROPOSAMENA	1
MERKATU SEGMENTAZIOA	2
FUNTSEZKO SOZietATEAK	3
DIRU SARRERAK	4
BANAKETA ETA KOMUNIKAZIO KANALAK	5
BEZEROEKIKO HARREMANAK	6
FUNTSEZKO JARDUERAK	7
KOSTU EGITURA	8



DESKRIBAPENA

Guk eskaintzen dugun produktuak, zinta kinesilogiko tradizionalaren eta teknologia aurreratuaren arteko konbinazio eskaintzen du; lesioak prebenitzeko eta tratamenduak hobetzeko helburuarekin. Errendimendua eta mugimendua hobetzeko diseinatuta dagoen gailu berri hau, bakoitzaren mugimendu akatsak identifikatu eta hobetzen ditu. Ezin hobea da kirolarientzat eta egunorokotasunean mina sentitzen duten pertsonentzat.

Ezagutu ezazu kirol munduko gailu aurreratuena KINECH-PRO-rekin

1. BALIO PROPOSAMENA

Betidanik kirolean lesioak izan dira, eta askotan kirolariek hilabete luzez geldirik egon behar izan dute lesio horien ondorioz. Egoera horri aurre egiteko, gure produktua sortu dugu: **KinechPro**.

Produktu honek lesioen prebentzioan iraultza ekarri nahi du, eta horretarako, teknologia aurreratu eta kinesilogiako zintak erabiltzen ditu. Nola funtzionatzen du? Artikulazioetan kinesilogiako zintak aplikatzen ditugu, eta zinta horien barruan txip adimendun bat txertatzen da. Txip honek artikulazioen mugimenduak aztertzen ditu eta detektatzen du mugimendu desagokirik badagoen. Detekzio hori oinarri hartuta, txipak informazioa biltzen du, eta ondoren, datuak ordenagailu batera transferitzen dira.

Horrela, preparadore fisiko edo fisioterapeuta batek mugimendu okerrak identifikatu eta zuzentzeko aukera izango du, kirolariaren teknika hobetuz eta lesioak ekidinez. KinechProarekin, lesioen prebentzioa eta errehabilitazioa modu eraginkorragoan egin daiteke, kirolarien errendimendua eta ongizatea nabarmen hobetuz.

KONPONTZEN DITUEN ARAZOAK

Giharretako eta artikulazioetako minaren euskarria eta arintzea: Zintak egonkortasuna ematen du eta karga murrizten du lesionatutako eremuetan, odol-fluxua hobetuz mugimendua mugatu gabe.

Denbora errealean monitorizatzea, zintak datu biometrikoak denbora errealean biltzen ditu, tenperatura, presioa eta muskulu-uzkurdura barne, eta hori funtsezkoa da ariketa edo errehabilitazioan zehar egoera fisikoa ebaluatzeko. **Minaren edo lesioen kokapen zehatza,** bildutako datuek tentsio- edo eragozpen-eremu espezifikoak identifikatzea ahalbidetzen dute, tratamenduak doitzeko diagnostiko azkar eta zehatzak eginez. **Mugimenduen zuzenketa,** mugimendu desagokiak aztertzen eta detektatzen